



FICHA TÉCNICA

Nebulizador Frio De Desinfección Distancia Máx. De 8-10M Tamaño De Niebla Ajustable 10-150µm. Tanque 4.5Lt. Capacidad Rociado X Minuto 150-250 Ml. Su Tanque Da Para Rosear Por 20 Min Seguidos. 110V 50-60Hz. Usar Amonio Cuaternario O Clo2 0.3



CÓDIGO:
ZP-ZULV-006

***Nombre:** Nebulizador frío eléctrico de desinfección

Advertencia: Leer manual de instrucciones antes de operar articulo.

Capacidad: Distancia máx. de 8-10m; Tamaño de niebla ajustable 10-150µm.

Certificaciones: CE

Código de producto: ZP-ZULV-006

Compatible: Desinfectante código ZP-CL.

Fase: Monofásico

Frecuencia: 50-60hz.

Presentación: Caja

Recomendaciones: Usar amonio cuaternario para objetos y para personas u alimentos Dióxido de ClO2 0.2% (No es nocivo en humanos).

Tiempo: Su tanque da para rosear por 20 min seguidos.

Usos: Multiproposito

Volumen de tanque: 4.5 Lt.

¿Dónde usarlo?: Ideal para zonas de alto trafico como Empresas, Oficinas, Escuelas, Hospitales Etc.

Cantidad x Empaque: 1

Características: Fácil de cargar con su mango lo que permite moverse mientras uno nebuliza, también el tanque es plano lo que permite dejarlo en el piso para nebulizar una habitación.

Código: ZP-ZULV-006

Color: Blanco/Azul

Encendido: Switch.

Flujo: Capacidad rociado x minuto 150-250 ml.

Material: Plástico - Metal

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Herramientas Con Cable

Voltaje: 110V 50-60hz.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Nebulizador Frio Eléctrico De Desinfección Distancia Máx. De 8-10M Tamaño De Niebla Ajustable 10-150Mm. Tanque 4.5Lt. Capacidad Rociado X Minuto 150-250 MI. Su Tanque Da Para Rosear Por 20 Min Seguidos. 110V 50-60Htz. Usar Amonio Cuaternario Para Objetos Y Para Personas U Alimentos Dióxido De Clo2 0.2% (No Es Nocivo En Humanos). Recomendamos Usar El Desinfectante Código Zp-Cl.

