



FICHA TÉCNICA

(15 Und) Solución En Polvo Para Calibrar Medidor De Ph. Apto Para La Mayoría De Medidores De Ph. Cuenta Con Una Alta Precisión, La Precisión De La Solución En Polvo De Calibración Del Ph Es De $\pm 0,01$ Ph.

CÓDIGO:
BAM281



***Nombre:** (15 Und) Solución en Polvo para calibrar medido de pH.

Código de producto: BAM281

Tipo: Accesorios y Conectores de Filtros

Código de Barras:

Marca: SIN MARCA

INFORMACIÓN ADICIONAL

(15 Und) Solución En Polvo Para Calibrar Medidor De Ph.

Apto Para La Mayoría De Medidores De Ph.

Cuenta Con Una Alta Precisión, La Precisión De La Solución En Polvo De Calibración Del Ph Es De $\pm 0,01$ Ph.

Excelente Producto Para Satisfacer Las Necesidades De Calibración, Sellado Por Paquete Individual A Prueba De Humedad.

Especificaciones:

Precisión: ± 0.01 Ph A 77°F (25°C)

5 Paquetes De Ph 4.00 Solución En Polvo

5 Paquetes De Ph 6.86 Solución En Polvo

5 Paquetes De Ph 9.18 Solución En Polvo

Instrucciones De Uso:

Paso 1: Vacía Completamente El Polvo En Un Recipiente De Vidrio Seco.

Paso 2: Agregue 8.5 Oz (0.25 Lts) De Agua Desionizada O Agua Destilada Al Vaso.

Paso 3: Revuelva Hasta Que El Polvo Se Haya Disuelto Por Completo.

Paso 4: Coloque El Medidor De Ph En La Solución Y Revuelva Suavemente Y Espere Unos Segundos Para El Resultado.

Nota: No Es Una Solución Potable.

